



## Il sistema PERSO-impianto viene utilizzato in implantologia maxillofaciale.

**PERSO-C® e PERSO-B®** può essere utilizzato per carico immediato o secondario di protesi nelle ossa mascellare e le strutture circostanti. PERSO-C® e PERSO-B® può essere utilizzato solo da professionisti con esperienza d'implantologia.

### Materiale:

**PERSO-C® e PERSO-B® sono realizzati in PEEK Optima.**

### Indicazioni:

PERSO-C® e PERSO-B® possono essere utilizzati come pilastri protesici in casi filo interdentale o di sostanza ossea e mascella atrofie.

### Controindicazioni:

#### - Sempre:

Malattie organiche e anamnesi di pazienti che non consentono l'impianto a seguito dello stato dell'arte scientifico.

Allergie multiple e allergie nei confronti PEEK.

Patients where balanced and equilibrated occlusion is not to install.

#### - Relativa:

Diabete mellitus,  
Alcolismo,

Bruxomania,  
Fumo,

Allergie,  
Scarsa igiene orale.

### Diagnosi/consenso:

L'esperto in implantologia deve condurre un esame clinico completo seguendo la tecnica, è responsabile per informazioni chiare al paziente per il consenso scritto del paziente all'intervento.

### Effetti collaterali:



Nel caso in cui la trasmissione dell'interfaccia, non s'integra nell'osso in un normale periodo di tempo, l'impianto deve essere rimosso.

### Conservazione:

PERSO-C® e PERSO-B® devono essere conservati in luogo asciutto a temperatura ambiente e conservati nella confezione originale fino al momento dell'uso.

### Smaltimento dei rifiuti

Originari rifiuti di questo dispositivo medico deve essere considerato come potenzialmente infettivo e deve essere eliminato in seguito regolamenti governativi.

### Istruzioni:

Gli impianti sono forniti sterili in confezione doppia.

PERSO-C® e PERSO-B® sono monouso.



Il costruttore declina ogni responsabilità per la ri-sterilizzazione.

Se notate danni alla confezione, rinviate il pacchetto a SisoMM® è assolutamente necessario, può causare Infiammazione e il rifiuto degli impianti. Il chirurgo inserisce la protesi dopo aver creato una trincea nell'osso che corrisponde esattamente alla dimensione dell'impianto.

### Decadenza:

7 anni dopo la sterilizzazione. Vedere la data di scadenza indicata sulla confezione.

**PERSO-C®, PERSO-B® e SisoMM® sono marchi registrati.**



**SisoMM**

Version 02/2015

**C € 0499 - 2015**



Non Risterilizzare



Sterilizzato con Radiazioni



Monouso Consumarsi



ATTENZIONE!



Non Utilizzare se la Confezione è danneggiata.



Consultare l'Istruzioni per l'uso



Preferibilmente entro



Data di Produzione



Numero di Riferimento



**Produttore:** SisoMM® Bvba, Genkersteenweg 470,  
B-3500 Hasselt, Belgio  
[www.sisomm.com](http://www.sisomm.com)

**SisoMM**.com  
Made in Germany PEEK based implant system®